

MIP/BAR/3980 Matelas bariatrique

POINTS ESSENTIELS

Un matelas de redistribution de pression qui assure un environnement sain pour le corps et la peau des patients en surpoids.


DIMENSIONS

Disponibles dans les longueurs standards 78 po, 80 po, ou 84 po. Largeurs et longueurs sur mesure disponibles (ex. 80 po x 46 po ou 80 po x 50 po).

GARANTIE

1 an

MIP/BAR/3980



MATELAS BARIATRIQUE
MAXIMUM
500



+++
+++
+++ Couche supérieure munie de découpes en croix qui facilite la redistribution de pression et le confort du bénéficiaire de soins dans les zones critiques



3 couches de mousse avec une densité appropriée pour offrir un excellent confort et soutien



Poids maximal : 500 lb



Housse anti-feu



Poignées soudées résistantes à l'humidité



Filtre antibactérien Technostat

MIP/PH/80 Matelas de sécurité

POINTS ESSENTIELS

Matelas conçu spécialement pour les patients agités et turbulents.


DIMENSIONS

35 po x 80 po x 6 po
Disponibles dans les longueurs standards 78 po, 80 po, ou 84 po et sur mesure

GARANTIE

1 an

MIP/PH/80



MATELAS DE SÉCURITÉ



+++
+++
+++ Couche de soutien avec découpes en croix



Aucune pièce détachable



Matériel de surface muni d'une durabilité supérieure et de propriétés anti-déchirement



Coutures situées « hors de vue » sous le matelas



Housse anti-feu

MISP/352675 Matelas civière

POINTS ESSENTIELS

Matelas de redistribution de pression et confort supérieur avec un matériel de surface idéal pour soutenir toutes les parties du corps.


DIMENSIONS

Disponibles dans les formats suivants 26 po x 75 po x 3 po ou 4 po de profondeur et sur mesure

GARANTIE

2 ans

MISP/352675



MATELAS CIVIÈRE



+++
+++
+++ Couche de soutien avec découpes en croix



Aucune pièce détachable



Extérieur imperméable à l'humidité



Ruban de Velcro male cousu au centre du dessous du matelas avec 3 rubans Velcro femelle fournis séparément pour sécuriser la base de la civière



Housse anti-feu

MIP/BAR/3980

MIP/PH/80

MISP/352675