

# MASQUE RÉUTILISABLE



- Construction à 3 couches pour réduire les émissions de gouttelettes
- Confortable à porter, douceur agréable, extrêmement respirant
- Parfait pour tout environnement qui requiert uniquement une barrière physique
- Cordons réglables aux oreilles pour un bon ajustement et une couverture optimale
- Taille unique



**Numéro d'article:**

MSK3PALWH (blanc)

MSK3PALGY (gris)

MSK3PALBK (noir)

**Matériel:**

Couche extérieure : 100% polyester

Couche du milieu : 100% polypropylène

Couche intérieure: 65% polyester 35%  
coton



laver



réutiliser



durabilité

\* Ce masque réutilisable n'est pas un EPP destiné à l'utilisation des professionnels de la santé

Téléphone: 1.877.356.2987 | [contact@mip.ca](mailto:contact@mip.ca) | [www.mipinc.com](http://www.mipinc.com)