

# SYSTÈME DE POSITIONNEMENT DE PATIENT

Le système de positionnement de patient *Swift UltraSlide* a été testé et approuvé.



Drap de glissement ajusté **UltraSlide**  
+  
Alèse de positionnement **Swift**  
=  
Système de positionnement de patient



À utiliser avec les patients plus dépendants, les patients plus lourds qui ont besoin d'être repositionnés plus fréquemment  
**Non** recommandé pour les patients agités

Drap de glissement ajusté **UltraSlide** avec panneau central à basse friction pour remplacer les draps ajustés dans le cas où le repositionnement manuel des patients est requis



Drap de glissement ajusté **UltraSlide** uniquement



Idéal pour les patients qui sont semi-autonomes

L'alèse de positionnement **Swift** pour remplacer les piqués comme outil de repositionnement. Nul besoin de soulever, simplement glisser votre patient en position



Alèse de positionnement **Swift**  
+  
Drap de Jersey



À n'utiliser qu'avec les patients plus légers



**OPTION ALTERNATIVE:**  
Drap de glissement ajusté **UltraSlide**  
+  
Piqué



Solution idéale pour le patient agité